



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5^η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Αρ. Πρωτοκόλλου :	Έκδοση 1 ^η	Σεπτέμβριος 2014	Σελίδα 1 από 2
-------------------	-----------------------	------------------	----------------

**ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ &
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ**

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Συντάχθηκε από :	Παπούλια Ευθυμία Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου	Παπούλια Ευθυμία
Διοικητής & Πρόεδρος Δ.Σ Γ.Ν. Αμφισσας	Δάρρας Σταμάτιος

Απόφαση Δ.Σ : Συνεδρίαση 17^η της 19/9/2014 Θέμα: 6^ο

ΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ



ΒΑΣΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

1. Για αναζήτηση *Corynebacterium diphtheriae*, *Neisseriae gonorrhoeae*,

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Α. Πιέζεται η γλώσσα προς τα κάτω με γλωσσοπίεστρο.

Bordetella pertusis, Borrelia spp, Fusobacteria ssp, προηγείται συνεννόηση με το μικροβιολογικό εργαστήριο.	
2. Για έλεγχο φορείας από Staphylococcus aureus και Neisseriae meningitidis ενημερώνεται το εργαστήριο.	Β. Το δείγμα παίρνεται με 1 ή 2 στυλεούς από την περιοχή των αμυγδαλών και τον οπίσθιο φάρυγγα αποφεύγοντας τη σταφυλή, τη γλώσσα και την υπόλοιπη στοματική κοιλότητα .
3. Αποφεύγονται γαργαρισμοί ή στοματικές πλύσεις με αντισηπτικά πριν από τη λήψη του δείγματος.	Γ. Ο στυλεός τοποθετείται στο υλικό μεταφοράς και αποστέλλεται στο εργαστήριο.

ΡΙΝΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

I. Για αναζήτηση φορείας από S.aureus ή β- αιμολυτικού στρεπτόκοκκου ομάδας A (Group A Streptococcus, G.A.S.):

ΒΑΣΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1. Το ρινικό επίχρισμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό για την απομόνωση του αιτιολογικού παράγοντα παραρινοκολπίτιδας, οξείας μέσης ωτίτιδας και λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.	Α. Ο στυλεός υγραίνεται πριν με αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό.
2. Δυο ή τρία αρνητικά δείγματα για S.aureus ή G.A.S δηλώνουν αρνητικά αποτελέσματα για φορεία.	Β. Ο στυλεός μπαίνει περίπου 2 cm στις ρινικές χοάνες. Αφήνεται μερικά δευτερόλεπτα.
	Γ. Περιστρέφεται με πίεση πάνω στον ρινικό βλεννογόνο.
	Δ. Τοποθετείται στο υλικό μεταφοράς.
	Ε. Μεταφέρεται στο εργαστήριο.

I Για ηωσινόφιλα :

	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	Α. Στάδια Α,Β,Γ, ως ανωτέρω.
	Β. Στρώνονται 2-3 αντικειμενοφόρες πλάκες και σημαίνονται.
	Γ. Αποστέλλονται στο εργαστήριο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Οδηγός Λήψης & Μεταφοράς κλινικών Δειγμάτων στην Εργαστηριακή Διάγνωση των λοιμώξεων, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,1^η Έκδοση, ΑΘΗΝΑ 2001.